



The future of vision

ПЕРФОРОВАНИЙ КОНФОРМЕР



Перфорований конформер

Марка	ПЕРФОРОВАНИЙ КОНФОРМЕР AJL		
Позначення	CF-S-AJL	CF-M-AJL	CF-L-AJL
Розміри	Малий (S): 22 × 19 × 1,2 мм	Середній (M): 24 × 21 × 1,2 мм	Великий (L): 25 × 22 × 1,2 мм
Опис та показання	<p>Медичний виріб ПЕРФОРОВАНИЙ КОНФОРМЕР AJL призначений для уникнення з'єднання між тарзальною та бульбарною кон'юнктивою. Вироблений з прозорого матеріалу та має два вентиляційних отвори в центрі.</p> <p>ПЕРФОРОВАНИЙ КОНФОРМЕР AJL використовується для відокремлення тарзальної та бульбарної кон'юнктиви. Виріб запобігає усадці порожнини та підтримує орбітальний простір після енуклеації або евісцерації.</p>		
Матеріал	Високорезистивний акриловий матеріал, що підходить для використання на очах.		
Метод стерилізації	Оксид етилену (ЕТО).		
Пакування	Стерильний в індивідуальному контейнері.		
Термін зберігання	4,5 роки від дати виробництва		

* Продукт з маркуванням CE