



The future of vision

AJL BLUE



AJL BLUE

Офтальмологічний розчин

Марка	AJL BLUE
Позначення	AJL BLUE 0,06 %
Опис та показання	<p>AJL BLUE 0,06 % — це офтальмологічний стерильний розчин трипанового синього, сумісний з біологічними тканинами, що застосовується інтраокулярно в офтальмологічній хірургії переднього сегменту. Цей офтальмологічний барвник використовується як допоміжний засіб під час капсулорексису та зводить до мінімуму ризик розриву тканин в очах зі зрілою катарактою, з поганим рефлексом очного дна або з малими зіницями.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капсулорексис. • Факоемульсифікація. • Хірургія катаракти з малим розрізом. • Екстракапсулярна хірургія катаракти. • Капсулотомія переднього/заднього сегменту. • Пілінг мембрани. • Покращена візуалізація.
Склад	Стерильний офтальмологічний 0,06 % розчин трипанового синього
Метод стерилізації	Стерилізація паром
Пакування	Попередньо заповнений скляний шприц об'ємом 1 мл та канюля 27G із замком Люєра
Термін зберігання	3 роки від дати виробництва

* Продукт з маркуванням CE