



The future of vision

ESNOOPER V2000



ESNOOPER

Імплантат для лікування глаукоми

Марка	ESNOOPER
Позначення	V2000
Опис та показання	ESNOOPER V2000 — склеральний імплантат, що не розсмоктується, який забезпечує фіксований, постійний інтрасклеральний простір, що полегшує дренаж водянистої вологи. Склеральний імплантат ESNOOPER V2000 призначений для непроникаючої глибокої склеректомії (НПГС / NPDS) в хірургії відкритокутової глаукоми. ESNOOPER V2000 розміщується у склеральному ложі. Цей метод підтримує трабекулярний канал дренажу, який є класичним відтоком внутрішньоочної рідини.
Розміри	3,00 мм x 1,40 мм x 2,85 мм.
Отвори	2 (шов/дренаж).
Поздовжній отвір	Дренаж.
Матеріал	Гідроксидетилметакрилат (HEMA).
Метод стерилізації	Стерилізація парою.
Пакування	ESNOOPER V2000 постачається в індивідуальному стерильному флаконі розміщеним на підставці з фіксатором, яка занурена в добре очищену воду для підтримки належного зволоження.
Термін зберігання	3 роки від дати виробництва.

* Продукт з маркуванням CE

Хірургічні інструменти для НПГС (рекомендовані)

Марка	KIT ENPN	Код виробу	AJL- KIT-001
Призначення	Набір для НПГС (непроникаючої глибокої склеректомії).		
Опис	Набір для НПГС постачається нестерильним в жорсткій пластиковій упаковці та містить такі інструменти:* <ul style="list-style-type: none"> • ENPN-2001 — розширювач Liebermann 14 мм. • ENPN-2002 — подвійний склеральний маркер. • ENPN-2003 — шпатель Mermoud. • ENPN-2004 — затискач Mermoud. • ENPN-2005 — зігнуті мікроножиці. • PST-4600A — коробка для стерилізації (10 x 16 x 2 см). 		

* Інструменти можуть постачатися як комплект (набір для НПГС / NPDS Kit) або окремо.



190508UA REV: 03.04/2019