

**blink** SINGLE-USE  
INSTRUMENTS

# Одноразові офтальмологічні інструменти



Бренд Blink Medical був заснований 2004 року, коли Роджер Тайлер, засновник Blink Medical, усвідомив майбутні потреби офтальмологічних лікарень і клінік у високоякісних, одноразових офтальмологічних інструментах преміум-класу.

З цього часу компанія Blink Medical стала широко визнаним лідером у виробництві та постачанні одноразових офтальмологічних інструментів та спеціалізованих наборів інструментів.

Одноразові інструменти Blink продаються по всьому світу компанією Corza Medical разом з преміальними брендами багаторазових офтальмологічних інструментів, як-от Katena та ASICO. Ми надаємо нашим клієнтам рішення, що відповідають їхнім потребам.

Corza Ophthalmology — провідний постачальник одноразових та багаторазових інструментів і пристроїв. У нашому портфоліо представлені такі відомі бренди, як Blink Medical, Sharpoint, Katena, Barron та EagleVision.

Corza Medical — це зростаюча міжнародна компанія з виробництва медичного обладнання та біохірургії, що пропонує інноваційні хірургічні технології. Ми пропонуємо продукцію для офтальмології, біохірургії, закриття ран та хірургічної дерматології.

 **corzamedical**  
Ophthalmology

Пінцети для зав'язування	4
Пінцети загальні	4
Пінцети для фіксації	5
Пінцети ювелірні	6
Затискачі Mosquito	6
Пінцети для капсулорексису	7
Ножиці пружинні	8
Ножиці для райдужки	8
Ножиці для тенотомії	8
Повікорозширювачі	9
Маніпулятори	10
Чоппери	10
Двосторонні маніпулятори / Чоппери	11
Голкотримачі	11
Рефракційні	12
Рогівкові	12
Маркери	12
Субтенонова анестезія	13
Окулопластика	14





## Виробництво та якість

Всі одноразові інструменти Blink виготовляються за найвищими стандартами на виробничих потужностях, акредитованих за стандартом ISO 13485:2016. Після початкових етапів виробництва вся продукція проходить суворий контроль на нашому заводі у Великобританії, що гарантує її відповідність стандартам, яких очікують наші клієнти. Після контролю якості всі вироби перед стерилізацією упаковуються в нашому сертифікованому чистому приміщенні класу 8. Усі одноразові інструменти Blink повністю відповідають усім нормативним вимогам ринків, на яких вони продаються.



## Обслуговування клієнтів і дистрибуція

Наш центр обслуговування клієнтів і логістики у м. Солігаллі (Велика Британія) займається як прямою дистрибуцією продукції Corza Medical у Великій Британії, так і міжнародною дистрибуцією одноразових інструментів та спеціалізованих наборів інструментів Blink. Обробляючи тисячі замовлень і відправлень щороку, наша команда прагне виконувати ваші замовлення на професійному рівні та забезпечувати своєчасні поставки.




# Пінцети

## Пінцети для зав'язування

Пінцети для зав'язування швів доступні в п'яти різних конструкціях, що дозволяє лікарям вибирати прямі та загнуті кінці зі стандартними та короткими ручками. Робочі поверхні для зав'язування швів забезпечують максимальне захоплення та мають гладкі краї для запобігання пошкодженню шовного матеріалу.


- **Пінцет для зав'язування прямий**  
**10-9009** | 5 мм робоча поверхня для зав'язування, довжина 90 мм
- **10-9008** | 6 мм робоча поверхня для зав'язування, довжина 110 мм



- **Пінцет для зав'язування кутовий**  
**11-6016** | 5 мм робоча поверхня під кутом, довжина 90 мм
- **11-6015** | 5 мм робоча поверхня під кутом, довжина 105 мм



- **Пінцет для зав'язування вигнутий**  
**11-6012** | 5 мм робоча поверхня вигнута, довжина 108 мм



## Пінцети загальні



- **Пінцет Max Fine вигнутий**  
**11-6009** | Плавна загострені кінчики, довжина 110 мм



- **Пінцет Moorfields**  
**10-1301** | 16 мм зубчаста робоча поверхня, довжина 107 мм



- **Пінцет для зав'язування Moorfields**  
**10-1311** | 14 мм вузька зубчаста робоча поверхня, довжина 107 мм



- **Пінцет епіляційний**  
**10-1300** | Скошені краї, довжина 91 мм

## Пінцети для фіксації

Доступні різні дизайни ручок з закінченнями, що мають заглиблення або зубці. Всі дизайни закінчень створені таким чином, щоб забезпечити високий рівень захоплення для стабілізації ока під час операції, мінімізуючи при цьому травматичність.

### Пінцет Hoskins прямий

**10-8008** | Заглиблення 0,3 мм, довж. 90 мм  
**10-8009** | Заглиблення 0,3 мм, довж. 108 мм



### Пінцет Pierson Colibri

**11-7009** | Заглиблення 0,3 мм, довжина 84 мм




### Пінцет Wonn прямий

**10-1106** | 0,25 мм зубчастий, довжина 106 мм  
**10-1107** | 0,25 мм зубчастий, довжина 90 мм



### Пінцет Colibri

**11-7010** | 0,25 мм зубчастий, довж. 84 мм  
**11-7011** | 0,25 мм зубчастий, довж. 108 мм  
(показано модель 108 мм)



### Пінцет універсальний Lister

**10-1302** | 0,25 мм зубчастий, довжина 84 мм

### Пінцет St Martins

**10-1203** | 0,6 мм зубчастий, довжина 90 мм  
**10-1204** | 0,3 мм зубчастий, довжина 90 мм

**blink** SINGLE-USE  
INSTRUMENTS



# Пінцети

## Пінцети ювелірні


Доступні в п'яти різних конструкціях, ювелірні пінцети дають лікарям можливість вибору для утримання та маніпуляцій з делікатними тканинами, які можуть бути легко пошкоджені іншими інструментами.



Пінцет ювелірний #1  
10-2001



Пінцет ювелірний #3  
10-2003



Пінцет ювелірний #5  
10-2005



Пінцет ювелірний #5 кутовий  
11-2005



Пінцет ювелірний #7  
11-2007

## Затискачі Mosquito

Затискач Mosquito («Москіт») доступний як у прямому, так і у вигнутому варіанті для захоплення та мобілізації дрібних судин під час окулопластичних операцій.



Затискач Mosquito  
11-1005 | Вигнутий, довжина 100 мм



Затискач Mosquito  
10-1006 | Прямий, довжина 100 мм

## Пінцети для капсулорексису




### Пінцет Utrata для капсулорексису

- 11-5013** | Кругла ручка, вигнуті кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм
- 11-5012** | Кругла ручка, прямі кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм
- 11-5014** | Кругла ручка, вигнуті кінчики, закінчення для захоплення, довжина 105 мм
- 11-5015** | Кругла ручка, прямі кінчики, закінчення для захоплення, довжина 105 мм


### Пінцет Utrata для капсулорексису

- 11-5050** | Плоска ручка, прямі кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм
- 11-5051** | Плоска ручка, вигнуті кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм
- 11-5052** | Плоска ручка, прямі кінчики, закінчення для захоплення, довжина 105 мм
- 11-5053** | Плоска ручка, вигнуті кінчики, закінчення для захоплення, довжина 105 мм



#### Закінчення з цистотомом

Гостре закінчення, яке можна використовувати для створення початкового лоскута та захоплення капсули лінзи при проведенні капсулорексису.




#### Закінчення для захоплення

Має більші платформи для захоплення при проведенні капсулорексису, коли початковий лоскут був створений за допомогою іншого інструменту.

### Пінцет Inamura для капсулорексису

- 11-5021** | Плоска ручка, вигнуті кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм
- 11-5011** | Плоска ручка, прямі кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм



### Пінцет Inamura для капсулорексису

- 11-5020** | Кругла ручка, вигнуті кінчики, закінчення із цистотомом, довжина 105 мм

# Ножиці | Повікорозширювачі

## Ножиці пружинні

Пружинні ножиці доступні в дизайнах Westcott, Vannas та Ong. Ножиці Westcott мають різноманітні форми кінчиків, а також доступні з прямим або вигнутим лезом. Конструкція ручки з просвердленими отворами підвищує зручність захоплення та зменшує вагу ножиць, що покращує тактильні відчуття.

### Ножиці Westcott

- 20-4013 | Прямі, довжина 120 мм
- 20-4015 | Прямі, гострі кінчики, довжина 120 мм
- 21-4010 | Вигнуті, довжина 120 мм
- 21-4014 | Вигнуті, гострі кінчики, довжина 120 мм
- 21-4011 | Вигнуті, «Ніс дельфіна», довжина 120 мм
- 21-5001 | Вигнуті, довжина 100 мм



### Ножиці Vannas

- 20-6000 | Прямі, довжина 90 мм
- 21-6001 | Вигнуті, довжина 90 мм

### Ножиці Ong

- 21-3010 | Скошені кінчики 9 мм, довжина 92 мм

## Ножиці для райдужки та ножиці для тенотомії

- 20-7001 | Райдужка, прямі, тупі кінчики, довжина 100 мм
- 20-7002 | Райдужка, прямі, гострі кінчики, довжина 100 мм
- 21-7004 | Райдужка, вигнуті, гострі кінчики, довжина 100 мм
- 21-7005 | Тенотомія, вигнуті, загострені кінчики, довжина 115 мм
- 21-7006 | Тенотомія, вигнуті, тупі кінчики, довжина 115 мм






## Повікорозширювачі

Повікорозширювачі забезпечують доступ до ока для всіх видів офтальмологічних процедур. Асортимент повікорозширювачів Blink включає широкий спектр конструкцій. Найпопулярнішими є дротяні повікорозширювачі Barraquer, які доступні у восьми різних конструкціях і пропонують безліч переваг під час офтальмологічних операцій.

Повікорозширювачі з відкритими петлями широко використовуються для хірургії катаракти, тоді як повікорозширювачі з закритими петлями та суцільними опорами краще підходять для введення очних ін'єкцій.



### Barraquer з закритими петлями

**30-2004** | Прямий, ширина 30 мм, довжина 43 мм

**31-2003** | Темпоральний, ширина 30 мм, довжина 42 мм

**31-2002** | Назальний, ширина 30 мм, довжина 42 мм



### Kratz-Barraquer з відкритими петлями

**31-1006** | Темпоральний, ширина 30 мм, довжина 40 мм

**30-1007** | Прямий, ширина 30 мм, довжина 42 мм

**31-1005** | Назальний, ширина 30 мм, довжина 40 мм

**31-1009** | Темпоральний, вигнутий, ширина 30 мм, довжина 42 мм



### Повікорозширювач Leibinger

**31-3002** | Дротяні петлі, темпоральний, довж. 65 мм



### Повікорозширювач Leibinger

**31-3000** | Цільні бранші, темпоральний, довж. 65 мм



### Повікорозширювач Barraquer з цільними браншами

**30-4000** | Темпоральний, ширина 30 мм, довж. 44 мм



### Повікорозширювач Clarkes

**31-3004**



### Повікорозширювач Burratto

**30-3001** | Цільні бранші, довжина 40 мм



### Повікорозширювач Cook

**31-3003** | Цільні бранші, довжина 40 мм



### Повікорозширювач пружинний педіатричний

**30-3002**



### Повікорозширювач неонатальний кутовий

**31-3100**



## Маніпулятори

Лінійка маніпуляторів Blink, доступна в десяти різних дизайнах, надає лікарям широкий вибір можливостей.




**Гачок Sinsky  
прямий**  
40-5002



**Гачок Sinsky  
кутовий**  
41-5001



**Для ядра  
у формі Y  
горизонтальний**  
41-2005



**Для ядра  
у формі Y  
вертикальний**  
41-2006



**Маніпулятор  
шпатель**  
41-3004



**Гачок Kuglen  
кутовий**  
41-4014



**Маніпулятор  
з грибоподібним  
закінченням**  
41-8009



**Маніпулятор  
Lester для ІОЛ**  
41-1007



**Шпатель  
Neuhann**  
41-3005



**Connor  
Wand**  
41-4013

## Чоппери

Доступні у восьми різних конструкціях, щоб задовольнити вимоги лікарів під час видалення кришталика. Конструкції дозволяють виконувати вертикальний та горизонтальний чоп.



**Чоппер  
Drysdale**  
41-6007



**Чоппер  
Sadiq**  
41-4005



**Чоппер Koch  
1,4 мм**  
41-4008



**Чоппер Rosen  
1,2 мм**  
41-4010



**Чоппер  
Seibel**  
41-4012



**Чоппер  
Nagahara**  
41-4009



**Чоппер  
Greenes**  
41-7008



**Чоппер  
McPhearson**  
41-3006

## Двосторонні маніпулятори | Чоппери

Завдяки поєднанню наших найпопулярніших конструкцій маніпуляторів та чопперів, чотири варіанти двосторонніх маніпуляторів / чопперів забезпечують переваги двох продуктів в одному.



**Чоппер Sadiq / Маніпулятор з грибоподібним закінченням**  
41-9012



**Гачок Sinskey / Маніпулятор з грибоподібним закінченням**  
41-9010



**Чоппер Rosen / Маніпулятор з грибоподібним закінченням**  
41-9013



**Чоппер Nagahara / Connor Wand**  
41-9014

## Голкотримачі



- **Голкотримач Castroviejo**  
• **90-7001** | 12 мм робоча поверхня, прямий з замком, довжина 135 мм
- **Голкотримач Castroviejo**  
• **90-7002** | 12 мм робоча поверхня, прямий, довжина 135 мм
- **Голкотримач Castroviejo**  
• **91-7003** | 12 мм робоча поверхня, плавно вигнутий, довжина 135 мм
- **Голкотримач Troutman**  
• **91-7004** | 6 мм робоча поверхня, вигнутий, довжина 105 мм

# Рефракційні | Рогівкові

## Рефракційні



- **Маркер торичного позиціювання на 3, 6, 9 год.**
- 91-6001



- **Торичний маркер діаметром 11,7 мм**
- 91-6000



- **Торичний маркер для ІОЛ шириною 11 мм**
- 91-6002

## Рогівкові

- **Шпатель для епітелію**
- 51-0001

- **Шпатель для епітелію із закругленим кінчиком**
- 51-0003

- **Кільце для утримання рідини**
- 51-0002 | 9,5 мм



## Маркери

- **Маркер двосторонній**
- 90-1015 | Плоска ручка, 3,5 мм – 4 мм, довжина 113 мм

- **Маркер Браунштейна (Braunstein)**
- 90-1017 | Кругла ручка, 3,5 мм – 4 мм, довжина 80 мм

- **Інтравітреоретинальний каліпер / фіксатор**
- 90-1016 | Кругла ручка, 3,5 мм, довжина 70 мм

- **Штангенциркуль з лінійкою**
- 90-1014 | Діапазон вимірювання від 0 до 20 мм

# Субтенонова анестезія

Компанія Corza Medical зосереджена на забезпеченні медичних працівників інноваційними новими продуктами, які заощаджують час, гроші та зусилля.

Одним із таких продуктів є наш кон'юнктивальний зонд, який є унікальним інструментом для створення розрізу ідеального розміру для безпечного та ефективного введення анестетика під час процедури у субтеноновому просторі. Кінчик має такий самий розмір, як і субтенонова канюля, що дозволяє зменшити зворотний потік анестетика з рани, зменшити почервоніння очей через випадкове проколювання кровоносних судин та покращити акінезію завдяки більш ефективному розподілу анестетика. Техніка SISTA (Small Incision Sub Tenon Anaesthesia – субтенонова анестезія з невеликим розрізом) описана нижче.

Якщо жоден з наших стандартних наборів не відповідає вашим вимогам, будь ласка, зв'яжіться з нашими співробітниками служби підтримки клієнтів, які з радістю допоможуть вам визначити ваш власний спеціалізований набір інструментів.



## • Кон'юнктивальний зонд • СР01



Підніміть кон'юнктиву парою незубчастих пінцетів Мурфілдса, тримаючи їх під кутом 90 градусів до напрямку зонда.



Тримаючи зонд паралельно поверхні склери, проколить кон'юнктиву.



Тримаючи зонд в контакт з склерою, просуньте його по кривій очного яблука приблизно на 1 см.



Вийміть зонд, але продовжуйте тримати пінцетом кон'юнктиву.



Вставте субтенонову канюлю для введення анестетика звичайним способом.



- **001 Субтеноновий набір інструментів**
- Ножиці Westcott, вигнуті, стандартні кінчики
- Повікорозширювач Kratz-Barraquer, вигнутий, темпоральний
- Пінцет Moorfields



- **270 Субтеноновий набір СР**
- Кон'юнктивальний зонд
- Повікорозширювач Kratz-Barraquer вигнутий темпоральний
- Пінцет Moorfields



- **300 Повний субтеноновий набір**
- Ножиці Westcott, вигнуті, тонкі кінчики
- Повікорозширювач Barraquer, вигнутий, темпоральний
- Пінцет Moorfields
- Субтенонова канюля
- Шприц 5мл з замком Luer
- Тампон нетканый 10 × 10 см
- Лоток з тримачем Gallipot



- **290 Повний субтеноновий набір СР**
- Повікорозширювач Barraquer, вигнутий, темпоральний
- Пінцет Moorfields
- Кон'юнктивальний зонд
- Шприц 5мл з замком Luer
- Тампон нетканый 10 × 10 см
- Лоток з тримачем Gallipot

**blink** SINGLE-USE INSTRUMENTS



# Окулопластика



## Зонди Liebricht

- **90-2008** | Зонд Liebricht 000+00 | довжина 125 мм
- **90-2009** | Зонд Liebricht 00+0 | довжина 125 мм
- **90-2010** | Зонд Liebricht 1+2 | довжина 125 мм
- **90-2011** | Зонд Liebricht 3+4 | довжина 125 мм

## Кюретки

- **Кюретка двостороння**
- **90-3007** | Чашки 2 мм та 3 мм, довжина 130 мм
  
- **Кюретка двостороння**
- **90-3008** | Чашки 2 мм та 5 мм, довжина 130 мм
  
- **Кюретка двостороння**
- **90-3009** | Чашки 2 мм та 4 мм, довжина 130 мм



## Затискач Chalazion

- **90-4005** | Малий затискач діаметром 11 мм, довжина 90 мм
- **90-4006** | Середній затискач 18 мм × 11 мм, довжина 80 мм
- **90-4007** | Великий затискач 23 мм × 15 мм, довжина 90 мм



- **Затискач ентропійний Desmares**
- **90-4008** | Лівий, діаметр 24 мм × 16 мм, довжина 95 мм



- **Затискач ентропійний Desmares**
- **90-4009** | Правий, діаметр 24 мм × 16 мм, довжина 95 мм



- **Ретрактор Desmarres**
- **90-9013** | Широке лезо 14 мм, загальна довжина 130 мм



- **Гак Graefe для кістки**
- **90-5004** | Довжина кінчика 10 мм, загальна довжина 140 мм



- **Гак Alexandra для м'язів**
- **90-5005** | Довжина кінчика 11 мм, загальна довжина 130 мм



- **Поширювач слізної точки двосторонній**
- **90-1011** | Загострені кінчики, загальна довжина 138 мм



- **Поширювач Nettle Ship**
- **90-1012** | Конусний кінчик 20 мм, загальна довжина 118 мм



- **Затискач «бульдог»**
- **90-8012** | Довжина 52 мм




- **092 – Набір Chalazion – малий затискач**
- **90-4005** Затискач Chalazion малий
- **90-3009** Кюретка двостороння мала
- Скальпель №11
- Серветка 25 × 25 см

- **111 – Набір Chalazion – середній затискач**
- **90-4006** Затискач Chalazion середній
- **90-3009** Кюретка двостороння середня
- Скальпель №11
- Серветка 25 × 25 см

## Загальні

**Кільце Thornton**  
90-1020 | 16 мм



**blink** SINGLE-USE  
INSTRUMENTS

Зверніться до нас, щоб дізнатись більше про Corza Medical та про те, як ми можемо вам допомогти.

**salesuk@corza.com | 0121 386 8433**

Blink Medical Limited під брендом Corza Medical,  
Radway Road, Solihull, West Midlands B90 4NS

Інформація в цій публікації призначена виключно для медичних працівників.

 **corzamedical**  
Ophthalmology

Уповноважений представник  
Blink Medical Limited  
в Україні

**blink@medicus.ua | +380 44 574 0571**

ТОВ «Медична компанія «Медікус»  
вул. Краківська, 22, Київ, Україна, 02094  
medicus.ua/blink

 **МЕДІКУС**

COR-ADV-12122022-Rev1  
UA230705WEB