

NEITZ

ТОВ «Медична компанія «Медікус»
Уповноважений представник
Neitz Instruments Co., Ltd. в Україні
medicus.ua/neitz



Прямий
офтальмоскоп

BX α

Огляд очного дна з мінімальними відблисками від рогівки



Поляризаційні фільтри

Ви можете використовувати вбудовані поляризаційні фільтри як на освітлювальній осі, так і на осі спостереження. Це дозволяє звести до мінімуму віддзеркалення світла від рогівки під час огляду. Обертанням поляризаційного фільтра на осі спостереження можна досягти оптимального балансу між яскравістю зображення та рівнем відблисків від рогівки.

Яскраве освітлення

Поєднання високоякісної системи лінз та ефективної дзеркальної системи дозволяє найкращим чином використовувати галогенні лампи високої яскравості.

Великий набір коригувальних лінз

Коригувальні лінзи від -36 дптр до 35 дптр з кроком в 1 дптр дозволяють завжди отримувати найчіткіше зображення сітківки. Колесо коригування оптичної сили обертається без обмежень, що дозволяє досягати плавної зміни корекції навіть для великих перепадів значень.

Індикатор корекції

Діоптрії коригувальних лінз відображаються в дійсних значеннях, тому Вам не потрібно додавати або віднімати потужність допоміжної лінзи навіть для максимальних значень корекції. Індикатор діоптрій має внутрішню підсвітку, що дозволяє зчитувати значення навіть у затемненій кімнаті.

Роздільне управління діафрагмою та фільтрами

Завдяки роздільному керуванню колесом діафрагми та важелем фільтрів з будь-якою діафрагмою можна використовувати колірний фільтр 4000°K або поляризаційний фільтр.

Колесо діафрагми

Набір діафрагм містить стандартну діафрагму, зменшену діафрагму для огляду макулярної області, щілинну діафрагму, концентричну шкалу та безчервоний світлофільтр.

Важіль фільтрів

Важіль фільтрів дозволяє вибрати колірний фільтр 4000° K або поляризаційний фільтр.

Захисні шторки

Всі оптичні системи знаходяться в голівці інструменту. Коли інструмент не використовується, захисні шторки запобігають попаданню пилу на оптику.



NEITZ

medicus.ua/neitz

Офтальмоскоп ВХ α -13



- Працює з батарейками типу С.
- Комплектація:
 - Голова галогенного офтальмоскопа ВХ α .
 - Рукоятка для батарейок типу С.
 - Запасна лампа.
- Галогенна лампа L-30 (3 В, 2 Вт).

Офтальмоскоп ВХ α -13А



- Працює з батарейками типу АА.
- Комплектація:
 - Голова галогенного офтальмоскопа ВХ α .
 - Рукоятка для батарейок типу АА.
 - Запасна лампа.
- Галогенна лампа L-30 (3 В, 2 Вт).

Офтальмоскоп ВХ α -RC



- Працює від акумуляторної батареї.
- Яскравість вдвічі більша, ніж у моделей, що працюють від батарейок типу С або АА.
- Заряджається від зарядного пристрою RC-II, що дозволяє заряджати дві рукоятки водночас.
- Комплектація:
 - Голова галогенного офтальмоскопа ВХ α .
 - Рукоятка з акумуляторною батареєю.
 - Запасна лампа.
- Галогенна лампа L-29 (4 В, 3 Вт).
- Акумуляторна батарея: модель 1000RS.
- Зарядний пристрій (продається окремо): подвійний настільний зарядний пристрій RC-II.

Подвійний настільний зарядний пристрій RC-II



- Заряджає дві рукоятки RC водночас.

Набір для діагностики BX α -12345FO



- Для діагностики ока, вуха, носа та горла.
- Комплектація:
 - Голова галогенного офтальмоскопа BX α .
 - Отоскоп зі спекулами (одноразові, 2,5 мм та 4,0 мм, по 10 шт. кожного виду).
 - Ларингоскоп.
 - Рукоятка для батарейок типу С.
 - Запасна лампа для офтальмоскопа.
 - Запасна лампа для отоскопа та ларингоскопа.
- Галогенна лампа:
 - Офтальмоскоп: модель L-30 (3 В; 2 Вт).
 - Отоскоп: модель L-69 (3 В; 1,7 Вт).
 - Ларингоскоп: модель L-06 (3 В; 0,9 Вт).

Набір офтальмоскоп-отоскоп BX α -134FO



- Для діагностики ока, вуха та носа.
- Комплектація:
 - Голова галогенного офтальмоскопа BX α .
 - Отоскоп зі спекулами (одноразові, 2,5 мм та 4,0 мм, по 10 шт. кожного виду).
 - Рукоятка для батарейок типу С.
 - Запасна лампа для офтальмоскопа.
 - Запасна лампа для отоскопа.
- Галогенна лампа:
 - Офтальмоскоп: модель L-30 (3 В; 2 Вт).
 - Отоскоп: модель L-69 (3 В; 1,7 Вт).

Оптоволоконний отоскоп α -34FO



- Для діагностики вуха та носа.
- Комплектація:
 - Отоскоп зі спекулами (одноразові, 2,5 мм та 4,0 мм, по 10 шт. кожного виду).
 - Рукоятка для батарейок типу С.
 - Запасна лампа.
- Галогенна лампа L-69 (3 В; 1,7 Вт).

NEITZ



Neitz Instruments Co., Ltd.

4F Ichibancho Court, 15-21, Ichibancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082, JAPAN
Tel: (+81) 3-3237-0552
Fax: (+81) 3-3237-0554
neitz-ophthalmic.com

МЕДІКУС

**Уповноважений представник
Neitz Instruments Co., Ltd. в Україні**

ТОВ «Медична компанія «Медікус»
вул. Краківська, 22, Київ, 02094, УКРАЇНА
+380 44 574 0571
neitz@medicus.ua
medicus.ua/neitz